

LIITE 2

POTILASSÄNKYJEN HUOLTOPALVELUT

POTILASSÄNGYN VUOSITTAIN SUORITETTAVAN MÄÄRÄAIKAIHUOLLON SISÄLTÖ

Määräaikaishuolto suoritetaan sängynvalmistajan sängylle määrittämien ajantasaisten määräaikaishuolto-ohjeiden mukaisesti. Joitakin yksittäisiä valmistaja- / merkkikohtaisia eroja alla lueteltuun yhteenvetoon saattaa olla.

Sähkökäyttöisen potilassängyn määräaikaishuoltoon kuuluu pääsääntöisesti:

- huolellinen audiovisuaalinen tarkastus
- mahdollisten löystyneiden ruuvien tai osien, murtumien, pintavaurioiden ja puuttuvien osien tarkastus ja säädöt
- sängyn nivelkohtien ja vaijerien puhdistaminen ja voitelu kevyesti koneöljyllä, jos mekanismit eivät ole huoltovapaita
- toiminnallinen tarkastus
- nivelten liikkuvuuden tarkastus
- jarrujen toiminnan tarkastus ja tarvittaessa säätö
- sivukaiteiden liikkuvuuden ja toiminnan tarkastus
- käsiohjaimen toiminnan tarkastus ja tarvittaessa viallisen ohjaimen vaihto
- kaasujousien, laukaisuvipujen ja vaijereiden kunnon tarkistaminen sekä tarvittavien säätöjen suorittaminen vaijereihin
- sängyn kaikkien toimintojen tarkastaminen säätämällä ne ääriasentoonsa ja takaisin
- maadoituksen tarkastus standardien mukaisesti
- verkkojohdon tarkastus puristumien tai leikkautumien varalta
- verkkojohdon vedonpoistajan kunnon tarkastus
- sähköturvallisuusmittaus alan standardien mukaisesti
- muut mahdolliset huoltomanuaalissa tai käyttöohjeessa määritellyt asiat
- tarvittavien varaosien toimittaminen ja asentaminen

Lisäksi määräaikaishuoltosuorituksen hintaan kuuluvat tässä sopimuksessa vastuunjakotaulukon mukaisesti:

- huoltotoimien raportointi lääkintälaiterekisteriin
- määräaikaishuollossa havaittujen vikojen lisäkorjaus- ja kustannusarvio = kirjallinen korjaus- ja kustannusarvio joka sisältyy määräaikaishuoltoon, myös kuntoarvio elinkaaren loppupäässä olevista sängyistä ja mahdollinen suositus poistotarpeesta

Arvio huoltotoimien raportoinnista lääkintälaiterekisteriin kuluva ajasta:

- 2-5 minuuttia per rekisterissä oleva sänky
- 5-10 minuuttia per ei vielä rekisterissä oleva sänky