

Hygieniatoimikunnan lausunto 100 ml 09NaCl-pulloista, KabiPac

Tälle hankintakaudelle on kilpailutuksen tuloksena valittu KabiPac 100 ml keittosuolapulloja. Kun kyseisiä 100 ml pulloja kilpailutettiin ei ollut tiedossa, että desinfektio jo lävistetyn portin osalta on mahdotonta tehdä asianmukaisesti. Tämä asia selvisi vasta, kun pullot saatiin käyttöön.

Aseptiseen toimintatapaan kuuluu, että portti desinfioidaan, jos se on lävistetty ennen kuin nesteensiirtolaite yhdistetään portin läpi. Pulloja käytettäessä on vaarana, että hoitoon liittyvät infektiot erityisesti sepsisten osalta lisääntyvät.

Lisäksi pulloihin liittyvien siirtokärkien on todettu olevan niin kireitä, että ne aiheuttavat vaaratilanteita hoitohenkilökunnalle, kun kärkeä ei saa ilman huomattavia ponnisteluita lävistettyä portista. Olemme saaneet tietoomme jo useita käsivaurioita asiaan liittyen, kun siirtokärki lipsahtaakin käteen vaurioittaen ihoa eikä mene portista läpi.

Lisäksi KabiPac-pullojen käyttö vaatii erillisen ilmastoinnin avaamisen nesteensiirtolaitteesta eliikkä toimii kuten vanhanaikaiset lasipullot, joista on päästy eroon vuosia sitten. Jos KabiPac-pulloissa tätä ilmastoinnin avaamista ei tehdä niin lääke ei tipu potilaaseen. Koska tämä on uusi toimintatapa suurimmalle osalle hoitohenkilökuntaa, niin siihen liittyy suuri potilasturvallisuusvaara. Jos esimerkiksi antibioottien tiputtaminen myöhästyy, niin potilas saattaa kuolla.

Lisäksi on todettu, että nesteensiirtolaite putoaa pullosta, jos sitä ei paineta pohjaan asti. Pullossa on takaiskuventtiili, joka aiheuttaa tämän.

Hygieniatoimikunta esittää, että KabiPac pulloista luovutaan, koska niiden aseptinen käyttö on mahdotonta ja niiden käyttöönottoon liittyy useita potilaan ja henkilökunnan turvallisuutta vaarantavia näkökohtia.

Helsingissä 24.2.2014

Laura Lehtola,
hygieniatoimikunnan pj, ayl

Laura Pakarinen, infektio lääkäri, ayl